



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

INSTRUÇÕES DE USO

Reguladores de Pressão

(Reguladores de Pressão de Gases Medicinais - 1571240)

Fabricante, Distribuidor e Assistência Técnica:

J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Endereço:

Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga –

São Paulo - SP

CEP 04225-050

Tel.: (11) 6914-9716 - Fax: (11) 6914-1943

CNPJ: 67.882.621/0001-17

Autorização/MS - 1.03.495-9

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya

Autarquia profissional: CREA n.º 060028.9359/D

e-mail: www.jgmoriya.com.br

site: jgmoriya@jgmoriya.com.br

Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

1.1) Informações necessárias para que o usuário possa identificar o produto e seu conteúdo.

1a) Nome técnico do produto.

Reguladores de Pressão de Gases Medicinais – 1571240

1b) Nome e modelo comercial do produto.

Reguladores de Pressão

1c) Informações gráficas que possibilitem visualizar o produto na forma em que será entregue ao consumo.

1



2



3



4



Legenda:

- 1- Regulador de Pressão Ajustável
- 2 - Regulador de Pressão Fixa
- 3 - Regulador de Duplo Estágio
- 4 - Regulador de Posto

1d) Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação.

Os Reguladores de Pressão J.G. Moriya foram concebidos e fabricados sob conceitos internacionais de qualidade e tecnologia. Não contendo como é comum aos outros reguladores, nenhum componente de borracha na câmara central, deste

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Acimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773

modo não existem riscos de deterioração e contaminação do gás. Os Reguladores estão disponíveis para ajustes de pressão de cilindros de:

- Oxigênio (O_2);
- Ar comprimido medicinal;
- Óxido nitroso (N_2O);
- Gás carbônico (CO_2);
- Nitrogênio (N_2);
- Hidrogênio (H_2),
- Óxido nítrico (NO).

Teoria do funcionamento do produto

O princípio de funcionamento tem seus fundamentos na física, onde a pressão é estabilizada pelo equilíbrio da força. O regulador para tanto, é composto de um sistema de diafragma de aço inox e molas para compensação das pressões de entrada e saída.

Possuem um sistema de válvula de segurança calibrada onde a mesma só suporta uma pressão de $6,5 \text{ kgf/cm}^2$, isto assegura que qualquer eventual vazamento interno (passagem direta) o diafragma de aço inox não seja danificado, sendo o gás eliminado para fora da câmara de alta pressão do Regulador de Pressão Fixa e Ajustável. E entre 10 e 11 kgf/cm^2 para o primeiro estágio e 7 e 8 kgf/cm^2 para o segundo estágio do Regulador Duplo Estágio.

1e) Relação das partes e acessórios destinados a integrar o produto, assim como de todos os opcionais e materiais de consumo por ele utilizados.

⇒ Conjuntos

| Descrição para pedido | |
|-----------------------|--|
| Código 700.800 | Regulador de Pressão Ajustável de Oxigênio (O_2) |
| Código 700.801 | Regulador de Pressão Ajustável de Ar Comprimido |
| Código 700.802 | Regulador de Pressão Ajustável de Oxido Nitroso (N_2O) |
| Código 700.804 | Regulador de Pressão Ajustável de Gás Carbônico (CO_2) |
| Código 700.805 | Regulador de Pressão Ajustável de Nitrogênio (N_2) |
| Código 700.806 | Regulador de Pressão Ajustável de Hidrogênio (H_2) |



J. G. MORIYA

Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Descrição para pedido

| | |
|----------------|---|
| Código 200.104 | Regulador de Pressão Fixa de Oxido Nitroso (N ₂ O) |
| Código 700.710 | Regulador de Pressão Fixa de Oxigênio (O ₂) |
| Código 700.711 | Regulador de Pressão Fixa de Ar Comprimido |
| Código 700.714 | Regulador de Pressão Fixa de Gás Carbônico (CO ₂) |

Descrição para pedido

| | |
|----------------|--|
| Código 900.100 | Regulador de Duplo Estágio de Oxigênio (O ₂) |
| Código 900.102 | Regulador de Duplo Estágio de Oxido Nitroso (N ₂ O) |
| Código 900.103 | Regulador de Duplo Estágio de Nitrogênio (N ₂) |
| Código 900.106 | Regulador de Duplo Estágio de Hidrogênio (H ₂) |
| Código 900.107 | Regulador de Duplo Estágio de Ar Comprimido |
| Código 900.208 | Regulador de Duplo Estágio de Oxido Nítrico (NO) |

Descrição para pedido

| | |
|----------------|--|
| Código 100.147 | Regulador de Posto de Oxigênio (O ₂) |
| Código 100.148 | Regulador de Posto de Oxido Nitroso (N ₂ O) |
| Código 100.149 | Regulador de Posto de Ar Comprimido |

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:


Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

⇒ Itens e Peças

Regulador de Pressão Ajustável



FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador de Pressão Ajustável

| Legenda | Código | Descrição | Quantidade | Material |
|---------|-----------|---|------------|---------------|
| 27 | 720.001 | Corpo da Válvula de Segurança | 01 | Latão |
| 26 | 720.003 | Parafuso de Regulagem | 01 | Latão |
| 25 | 110.016/2 | Mola de Regulagem | 01 | Inox |
| 24 | 720.002 | Assento | 01 | Latão |
| 23 | 707.161 | Disco de Vedação | 01 | Silicone |
| 22 | 707.854 | Arruela de Vedação | 01 | Nylon |
| 21 | 700.0733 | Manômetro Reto 1/4" 0 à 10 kgf/cm ² | 01 | Diversos |
| 20 | 920.227 | Etiqueta Logo Moriya | 01 | PVC |
| 19 | 707.8771 | Volante de Regulagem | 01 | Polipropileno |
| 18 | 702.911 | Etiqueta "Não Use Óleo" | 01 | PVC |
| 17 | 707.858 | Disco de Comando | 01 | Latão |
| 16 | 707.857 | Mola de Regulagem | 01 | Aço SAE |
| 15 | 707.847 | Diafragma | 01 | Aço Inox |
| 14 | 707.846 | Arruela de Vedação | 01 | Nylon |
| 13 | 720.873/0 | Tampão de Niple | 01 | PVC |
| 12 | 707.807 | Niple de Oxigênio | 01 | Latão |
| 11 | 707.856 | Sapata do Diafragma | 01 | Latão |
| 10 | 707.851P | Subconjunto Câmara de Alta Pressão | 01 | Diversos |
| 09 | 707.841 | Porca de Trava | 01 | Latão |
| 08 | 110.010/2 | Parafuso de Regulagem de Pressão | 01 | Latão |
| 07 | 707.798 | Tampa do Diafragma | 01 | Latão |
| 06 | 707.855 | Anel de Encosto do Diafragma | 01 | Latão |
| 05 | 508.105 | Corpo do Regulador | 01 | Latão |
| 04 | 10.189 | Pino Chave da Porca do Regulador | 01 | Aço SAE |
| 03 | 10.170 | Porca Fêmea | 01 | Latão |
| 02 | 10.171 | Conector para Oxigênio | 01 | Latão |
| 01 | 110.001/0 | Manômetro Reto 1/4" NPT 0 à 315 kgf/cm ² | 01 | Diversos |

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943


DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador de Pressão Fixa



FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador de Pressão Fixa

| Legenda | Código | Descrição | Quantidade | Material |
|---------|-----------|---|------------|---------------|
| 27 | 720.001 | Corpo da Válvula de Segurança | 01 | Latão |
| 26 | 720.003 | Parafuso de Regulagem | 01 | Latão |
| 25 | 110.016/2 | Mola de Regulagem | 01 | Inox |
| 24 | 720.002 | Assento | 01 | Latão |
| 23 | 707.161 | Disco de Vedação | 01 | Silicone |
| 22 | 707.854 | Arruela de Vedação | 01 | Nylon |
| 21 | 10.108P | Subconjunto da Válvula de Saída | 01 | Diversos |
| 20 | 920.227 | Etiqueta Logo Moriya | 01 | PVC |
| 19 | 707.8771 | Volante de Regulagem | 01 | Polipropileno |
| 18 | 702.911 | Etiqueta "Não Use Óleo" | 01 | PVC |
| 17 | 707.858 | Disco de Comando | 01 | Latão |
| 16 | 707.857 | Mola de Regulagem | 01 | Aço SAE |
| 15 | 707.847 | Diafragma | 01 | Aço Inox |
| 14 | 707.846 | Arruela de Vedação | 01 | Nylon |
| 13 | 720.873/0 | Tampão de Niple | 01 | PVC |
| 12 | 707.807 | Niple de Oxigênio | 01 | Latão |
| 11 | 707.856 | Sapata do Diafragma | 01 | Latão |
| 10 | 707.851P | Subconjunto Câmara de Alta Pressão | 01 | Diversos |
| 09 | 707.841 | Porca de Trava | 01 | Latão |
| 08 | 110.010/2 | Parafuso de Regulagem de Pressão | 01 | Latão |
| 07 | 707.798 | Tampa do Diafragma | 01 | Latão |
| 06 | 707.855 | Anel de Encosto do Diafragma | 01 | Latão |
| 05 | 508.105 | Corpo do Regulador | 01 | Latão |
| 04 | 10.189 | Pino Chave da Porca do Regulador | 01 | Aço SAE |
| 03 | 10.170 | Porca Fêmea | 01 | Latão |
| 02 | 10.171 | Conector para Oxigênio | 01 | Latão |
| 01 | 110.001/0 | Manômetro Reto 1/4" NPT 0 à 315 kgf/cm ² | 01 | Diversos |

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943


DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador Duplo Estágio



FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador Duplo Estágio

| Legenda | Código | Descrição | Quantidade | Material |
|---------|------------|---|------------|---------------|
| 32 | 712.174P | Subconjunto Câmara de Baixa Pressão | 01 | Diversos |
| 31 | 720.001 | Corpo da Válvula de Segurança | 02 | Latão |
| 30 | 720.003 | Parafuso de Regulagem | 02 | Latão |
| 29 | 110.0016/2 | Mola de Regulagem | 02 | Inox |
| 28 | 720.002 | Assento | 02 | Latão |
| 27 | 707.161 | Disco de Comando | 02 | Silicone |
| 26 | 707.851P | Subconjunto Câmara de Alta Pressão | 01 | Diversos |
| 25 | 921.034 | Etiqueta Nitrogênio | 01 | PVC |
| 24 | 10.172 | Conector Nitrogênio | 01 | Latão |
| 23 | 707.257 | Porca Macho | 01 | Latão |
| 22 | 920.238 | Etiqueta Logo Moriya | 01 | PVC |
| 21 | 707.8777 | Volante de Regulagem | 01 | Polipropileno |
| 20 | 920.234/0 | Suporte para Etiqueta | 01 | ABS |
| 19 | 920.235 | Suporte para Etiqueta | 01 | ABS |
| 18 | 920.151 | Corpo do Regulador | 01 | Latão |
| 17 | 707.8571 | Mola de Regulagem | 01 | Aço SAE |
| 16 | 707.849 | Porca de Trava | 01 | Latão |
| 15 | 707.843 | Parafuso de Regulagem | 01 | Latão |
| 14 | 920.227 | Etiqueta | 01 | PVC |
| 13 | 707.847 | Diafragma | 02 | Aço Inox |
| 12 | 707.858 | Disco de Comando | 02 | Latão |
| 11 | 707.857 | Mola de Regulagem | 01 | Aço SAE |
| 10 | 707.846 | Arruela de Vedação | 02 | Nylon |
| 09 | 707.856 | Sapata do Diafragma | 02 | Latão |
| 08 | 707.841 | Porca de Trava | 01 | Latão |
| 07 | 110.010/2 | Parafuso de Regulagem de Pressão | 01 | Latão |
| 06 | 707.798 | Tampa do Diafragma | 02 | Latão |
| 05 | 707.855 | Anel de Encosto do Diafragma | 02 | Latão |
| 04 | 707.854 | Arruela de Vedação | 02 | Nylon |
| 03 | 541.298 | Adaptador 1/4" NPT x 1/4" Tubo | 01 | Latão |
| 02 | 700.0733 | Manômetro 0-10 kgf/cm ² | 01 | Diversos |
| 01 | 110.001/0 | Manômetro Reto 1/4" NPT 0 à 315 kgf/cm ² | 01 | Diversos |

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943


DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Acimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador de Posto



FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 286 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA

Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Regulador de Posto

| Legenda | Código | Descrição | Quantidade | Material |
|---------|---------|---|------------|---------------|
| 25 | 500.263 | Conector Baixa Pressão | 1 | Latão |
| 24 | 500.133 | Mola | 1 | Aço Inox |
| 23 | 500.135 | Arruela de Vedação | 1 | Nylon |
| 22 | 500.014 | Tampão para Niple de O ₂ | 1 | PVC |
| 21 | 500.002 | Niple ¼" NPT O ₂ | 1 | Latão |
| 20 | 400.278 | Anel 2104 | 1 | Viton |
| 19 | 500.059 | Etiqueta O ₂ | 1 | PVC |
| 18 | 500.136 | Assento do Cone | 1 | Latão |
| 17 | 500.087 | Cone de Válvula | 1 | Aço Inox |
| 16 | 500.137 | Parafuso do Diafragma | 1 | Latão |
| 15 | 500.202 | Mola de Regulagem | 1 | Aço |
| 14 | 500.138 | Tampa do Diafragma | 1 | Latão |
| 13 | 500.244 | Etiqueta Logo Moriya | 1 | PVC |
| 12 | 500.062 | Porca de Trava M8x1 | 1 | Latão |
| 11 | 500.139 | Volante de Regulagem para O ₂ | 1 | Polipropileno |
| 10 | 500.143 | Parafuso de Regulagem | 1 | Latão |
| 09 | 500.144 | Disco de Comando | 1 | Latão |
| 08 | 500.148 | Disco do Diafragma | 1 | Latão |
| 07 | 500.146 | Diafragma | 1 | Neoprene |
| 06 | 500.150 | Corpo da Válvula Estabilizadora | 1 | Latão |
| 05 | 400.347 | Manômetro Reto ¼" 0 à 10kgf/cm ² | 1 | Comercial |
| 04 | 500.152 | Sapata de Mola | 1 | Latão |
| 03 | 500.201 | Filtro de Impureza | 1 | Aço Inox |
| 02 | 500.054 | Porca de Conector | 1 | Polipropileno |
| 01 | 400.255 | Anel 2011 | 1 | Nitrilica |

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Não há **acessórios** e nem **opcionais** destinados a integrar o produto.

Não há **materiais de consumo** destinados a integrar o produto.

O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

1f) Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto.

Como material de apoio destinado a integrar o produto tem-se o “Manual de Instruções”, Certificado de Garantia e Ficha de Registro do Produto.

1g) Especificações e características técnicas do produto.

Os **Reguladores de Pressão** são fabricados em latão (polido e cromado), completamente limpo e isento de graxas/óleos, termoplástico de alta resistência e aço inox.

- **Manômetro de alta pressão:** Indica a capacidade atual do cilindro.
- **Manômetro de baixa pressão:** Indica a pressão calibrada para saída.
- **Diafragma:** Fabricado em aço inox. Completa isenção de itens de borracha em seu interior.
- **Válvula de segurança:** calibrada para admitir pressão de 6,5kgf/cm² para os Reguladores de Pressão Fixa e Ajustável e entre 10 e 11 kgf/cm² para o primeiro estágio e 7 e 8 kgf/cm² para o segundo estágio do Regulador Duplo Estágio. Após esta pressão, o gás é eliminado para o ambiente; não oferecendo nenhum risco de rompimento do diafragma de aço inox e nem à integridade do usuário.

⇒ Regulador de Pressão Ajustável

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 300kgf/cm ² |
| Pressão de Saída | De 0 à 10kgf/cm ² |
| Válvula de Segurança | Calibrada em 6,5kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 125 |
| Profundidade (mm) | 105 |
| Peso (kg) | 0.983 |



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

| Manômetros | |
|---------------|---------------------------------------|
| Alta Pressão | Escala de 0 à 315 kgf/cm ² |
| Baixa Pressão | Escala de 0 à 10 kgf/cm ² |

⇒ Regulador de Pressão Fixa

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 300kgf/cm ² |
| Pressão fixa | 3,5 kgf/cm ² |
| Válvula de Segurança | Calibrada em 6,5kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 78 |
| Profundidade (mm) | 105 |
| Peso (kg) | 0,900 |
| Manômetros | |
| Alta Pressão | Escala de 0 à 315 kgf/cm ² |

⇒ Regulador de Duplo Estágio

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 300kgf/cm ² |
| Pressão de Saída | De 0 à 10kgf/cm ² |
| Válvula de Segurança | |
| 1º Estágio | 10 à 11kgf/cm ² |
| 2º Estágio | 7 à 8kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 125 |
| Profundidade (mm) | 135 |
| Peso (kg) | 1,247 |
| Manômetros | |
| Alta Pressão | Escala de 0 à 315 kgf/cm ² |
| Baixa Pressão | Escala de 0 à 10 kgf/cm ² |

⇒ Regulador de Posto

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 10kgf/cm ² |
| Pressão de Saída | De 0 à 10kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 42 |
| Altura (mm) | 126 |
| Profundidade (mm) | 101 |
| Peso (kg) | 0,550 |
| Manômetros | |



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Baixa Pressão | Escala de 0 à 10 kgf/cm ² |
|---------------|--------------------------------------|

Conexão de saída e volante normalizados conforme ABNT, bem como as cores para identificação do gás a ser utilizado:

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | Verde | Oxigênio |
| | Azul | Óxido Nitroso |
| | Amarelo | Ar Comprimido |
| | Prata | Gás Carbônico |
| | Cinza Claro | Nitrogênio |
| | Amarelo | Hidrogênio |
| | Bege | Oxido Nítrico |

Importante: Não há incompatibilidade dos produtos e nem evidência de complicações provocadas pelo produto.

1.2) Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto.

O produto deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente.

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade, evitando quedas e choques mecânicos.

1.3) Instruções para o Uso do produto.

Para utilização correta e segura, deve-se adotar os seguintes procedimentos:

1. Antes de conectar o Regulador de Pressão, certifique-se
 - Que está limpo adequadamente;
 - De que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no Regulador;
 - Da isenção total de graxas, óleos ou substâncias orgânicas incompatíveis com o oxigênio.
 - Da desobstrução plena dos conectores de entrada e saída;
 - Que o volante está girando livre, isto é foi totalmente girado em sentido anti-horário;
2. Conecte então a conexão de entrada do regulador ao cilindro de gás medicinal, certificando-se de que está firmemente posicionado.



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

3. Abra a válvula do cilindro e verifique se o manômetro de alta pressão está indicando a atual capacidade do cilindro.
4. Conecte então a conexão de saída ao equipamento a ser utilizado.
5. Gire o volante de regulagem no sentido horário verificando no manômetro de baixa pressão a pressão desejada.
6. Verifique se existem vazamentos, caso existam refaça as operações anteriores. Se o problema persistir contate a assistência técnica da J.G.Moriya.
7. Caso não seja mais necessário o uso do Regulador de Pressão, gire o volante no sentido anti-horário até que os manômetros indiquem zero e feche a válvula do cilindro.
8. Quando for necessário o uso novamente, repita as operações acima citadas.

Manutenção Corretiva

Para sua manutenção, é necessário conhecimento e treinamento específicos, além da documentação técnica.

Faça uma inspeção visual geral antes de cada utilização, para verificar se o equipamento apresenta qualquer tipo de dano, que possa comprometer a qualidade dos sinais captados.

Em caso de dúvida, consulte a JG MORIYA.

1.4) Advertências e/ou precauções a serem adotadas com o uso do produto, incluindo a advertência para os produtos que somente podem ser utilizados sob prescrição médica ou sua supervisão.

Precauções

- Não tente operar os Reguladores de Pressão sem prévio conhecimento ou supervisão adequada. Os Reguladores de Pressão só poderá ser utilizado se acoplado a um cilindro de gás medicinal (saída de gás com conector normalizado pela ABNT).
- Não utilize os Reguladores de Pressão se constatado vazamento. Para verificar, use um pincel embebido em solução com água e sabão neutro (espuma).



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

- Certifique-se que o gás a ser utilizado é o indicado nos Reguladores de Pressão. Os Reguladores com volante verde só pode ser utilizado com oxigênio, o Reguladores com volante azul só pode ser utilizado com óxido nitroso e o Reguladores com volante amarelo só pode ser utilizado com ar comprimido.
- Não fume na área onde o equipamento é utilizado.
- Nunca use óleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o oxigênio, sob risco de explosão. Os equipamentos que utilizam oxigênio não podem ser lubrificados.
- Mantenha os Reguladores de Pressão limpo e em bom estado de conservação. Para este procedimento utilize um pano umedecido em solução de água e sabão neutro, passando por toda a superfície do Regulador. O excesso de solução pode ser retirado com um pano umedecido só em água corrente e depois um pano seco e limpo para retirar a umidade do regulador.
- Em caso de utilização que ofereça risco de contaminação proceda a limpeza e desinfecção e/ou esterilização antes de reutilizado.
- Não tente fazer qualquer reparo nos Reguladores. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
- Só utilize este equipamento em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contacte imediatamente o serviço de assistência técnica J.G. Moriya.
- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não indicada para J.G. Moriya.
- A não observância destas precauções será considerada mau uso do equipamento.

2) Desempenho previsto nos Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis;

a) Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto:



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Utilizados para estabilização e regulagem (pressão de saída) da pressão de um cilindro de gás, seja ele de oxigênio, óxido nitroso ou ar comprimido. Deve estar antes de tudo em perfeitas condições de funcionamento e acoplado necessariamente a um cilindro de gás medicinal.

b) Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações, quando aplicável.

O uso do produto não causa efeitos secundários ou colaterais indesejáveis.

Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Os efeitos colaterais ou reações adversas podem advir da não aplicação dos cuidados de profissionais adequados ou da não prevenção dos fatores de risco e dos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia.

Tomando os cuidados descritos acima não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

Não existem contra-indicações nem efeitos colaterais associados ao uso deste produto.

3) Caso um produto deva ser instalado ou conectado a outros produtos para funcionar de acordo com a finalidade prevista, devem ser fornecidas informações suficientemente detalhadas sobre suas característica para identificar os produtos que podem ser utilizados com este produto, para que se obtenha uma combinação segura.

⇒ Regulador de Pressão Ajustável

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 300kgf/cm ² |
| Pressão de Saída | De 0 à 10kgf/cm ² |
| Válvula de Segurança | Calibrada em 6,5kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 125 |
| Profundidade (mm) | 105 |
| Peso (kg) | 0.983 |
| Manômetros | |
| Alta Pressão | Escala de 0 à 315 kgf/cm ² |
| Baixa Pressão | Escala de 0 à 10 kgf/cm ² |



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

⇒ Regulador de Pressão Fixa

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 300kgf/cm ² |
| Pressão fixa | 3,5 kgf/cm ² |
| Válvula de Segurança | Calibrada em 6,5kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 78 |
| Profundidade (mm) | 105 |
| Peso (kg) | 0,900 |
| Manômetros | |
| Alta Pressão | Escala de 0 à 315 kgf/cm ² |

⇒ Regulador de Duplo Estágio

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 300kgf/cm ² |
| Pressão de Saída | De 0 à 10kgf/cm ² |
| Válvula de Segurança | |
| 1º Estágio | 10 à 11kgf/cm ² |
| 2º Estágio | 7 à 8kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 125 |
| Profundidade (mm) | 135 |
| Peso (kg) | 1,247 |
| Manômetros | |
| Alta Pressão | Escala de 0 à 315 kgf/cm ² |
| Baixa Pressão | Escala de 0 à 10 kgf/cm ² |

⇒ Regulador de Posto

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Pressão de Entrada | Até 10kgf/cm ² |
| Pressão de Saída | De 0 à 10kgf/cm ² |
| Dimensões Básicas | |
| Largura (mm) | 42 |
| Altura (mm) | 126 |
| Profundidade (mm) | 101 |
| Peso (kg) | 0,550 |
| Manômetros | |
| Baixa Pressão | Escala de 0 à 10 kgf/cm ² |

Nota: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

4) Todas as informações que possibilitem comprovar se um produto encontra-se bem instalado e pode funcionar corretamente e em completa segurança, assim como as informações relativas à natureza e frequência das operações de manutenção e calibração a serem realizadas de forma a garantir o permanente bom funcionamento e a segurança do produto.

O produto pode ter sua instalação e funcionamento garantidos seguindo-se o manual de instruções de uso do produto.

5) Informações relativas aos riscos de interferência recíproca decorrentes da presença do produto médico em investigações ou tratamentos específicos.

Não existem riscos de interferência recíproca com outros tratamentos.

6) Caso o produto médico seja reutilizável, informações sobre os procedimentos apropriados para reutilização, incluindo a limpeza, desinfecção, acondicionamento e, conforme o caso, o método de esterilização, se o produto tiver de ser reesterilizado, bem como quaisquer restrições quanto ao número possível de reutilizações.

Procedimentos de limpeza, desinfecção e acondicionamento do produto antes de sua esterilização.

Mantenha os Reguladores de Pressão limpos e em bom estado de conservação, para isso utilize-se de um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro, posteriormente remova o resíduo de sabão com um pano somente umedecido em água.

Não utilize álcool, álcool isopropílico, veja, ou produtos similares para limpar, estes produtos danificam os termoplásticos que compõe o produto diminuindo assim a sua vida útil.

Métodos de esterilização que podem ser utilizados.

Não aplicável.

Restrições quanto ao número de reesterilizações e uso possíveis, quando aplicável.

Não há restrições quanto ao número de reesterilizações.

7) Informação sobre tratamento ou procedimento adicional que deva ser realizado antes de se utilizar o produto.



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

Verifique a existência de vazamentos, como citado na seção [precauções](#), antes da primeira utilização e periodicamente.

8) As precauções a adotar em caso de alteração do funcionamento do produto.

Não tente operar os Reguladores de Pressão sem prévio conhecimento ou supervisão adequada. Os Reguladores de Pressão só poderá ser utilizado se acoplado necessariamente a um cilindro de gás medicinal, desde que possuam conectores normalizados pela ABNT.

Não utilize os Reguladores de Pressão se constatado vazamento. Para verificar, obstrua o conector de saída, abra o volante e feche-o em seguida. Passe solução de água e sabão neutro em toda a extensão e verifique se há o surgimento de bolhas.

Se for constatado vazamento contate a Assistência Técnica da J.G. Moriya.

9) O nível de precisão atribuído aos produtos de medição.

O nível de precisão dos manômetros é de $\pm 2,5\%$.

Termo de Garantia Legal

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., assegura ao proprietário-consumidor do equipamento aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação desde que constatado por técnico autorizado pela J.G.Moriya, pelo prazo de 365 dias para o equipamento (Regulador de pressão), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de Compra.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. executará a mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho. Serão gratuitas dentro do período de garantia.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, no caso de



J. G. MORIYA
Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela J.G. Moriya.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do Aparelho, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota contiver rasuras ou modificações em seu teor.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., obriga-se a prestar os serviços acima referidos. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho (ida e volta).

Ficha de Registro do Produto

Para poder usufruir com segurança da garantia do seu Regulador de Pressão é necessário que a ficha abaixo seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.6914.1943), e-mail (jgmoriya@jgmoriya.com.br) ou correio.

FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO

Nome Completo/Razão Social: _____

Endereço Completo: _____

CEP/Cidade/Estado: _____

Telefones para Contato: _____

Fax: _____

E-mail: _____

R.G./Inscrição Estadual: _____

C.P.F./C.N.P.J.: _____

Qual produto foi adquirido: _____



J. G. MORIYA

Ind. e Com. de Equip. Médico-Hospitalares Ltda.
Repres. Importadora, Exportadora e Comercial Ltda.

De qual empresa adquiriu o produto: _____

Qual número de série ou representação numérica do código de barras: _____

Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de barras e/ou o número de série e número da Nota Fiscal: _____

Responsável Legal

Juan Goro Moriya Moriya

Responsável Técnico

Juan Goro Moriya Moriya
CREA nº 060028.9359/D

FÁBRICA e VENDAS:

Rua Colorado, 279, 285 e 291 • Vila Carioca • CEP 04225-050 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 6914-9716 Fax: 55 (0xx11) 6914-1943

DIRETORIA e VENDAS:

Rua da União, 377 e 381 • Aclimação • CEP 04107-011 • São Paulo/SP
Tronco Chave: 55 (0xx11) 5573-9773